


Herstellung der Kopplung zwischen ivoris[®]dent, ivoris[®]ortho und ivoris[®]analyze

1. Einstellungen in **ivoris[®]dent, ivoris[®]ortho**
2. Einstellungen in **ivoris[®]analyze**
3. Fehlermöglichkeiten

Einstellung in ivoris[®]dent, ivoris[®]ortho (1.)

- Die Einstellung für die Anzeige von Bildern aus ivoris[®]analyze erfolgt über den Menüpunkt „Bild aus Diagnostikprogramm anzeigen“, der über Rechtsklick auf den entsprechenden Bildplatzhalter angezeigt werden kann. Hier muss dann die gewünschte Bildart ausgewählt werden.



- Dieser Eintrag bewirkt, dass ivoris[®]dent, ivoris[®]ortho zusammen mit ivoris[®]analyze gestartet wird und die entsprechenden Bilder des ausgewählten Patienten im Karteblatt angezeigt werden.
- Ivoris[®]analyze kann über den Schalter „Diagnostikprogramm“ gestartet werden. Dabei wird der ausgewählte Patient in ivoris[®]analyze automatisch ausgewählt bzw. nach Bestätigung mit „Ja“ neu angelegt.
- Es können nur Patienten übergeben werden, bei denen in ivoris[®]dent, ivoris[®]ortho die Felder: Name, Vorname und Geburtsdatum belegt wurden.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Serviceteam der Computer konkret AG