

Installation ivoris[®] dent, ivoris[®] ortho auf einem neuen Windows-Client


1. Voraussetzungen
2. Installation von **ivoris[®] dent**, **ivoris[®] ortho** über „clientsetup.exe“
3. Einrichtung der Wordkopplung

1. Voraussetzungen



- Standard-PC (Mehrkernprozessor ab 2 GHz, keine ARM-Prozessoren)
- Mindestanforderung: Windows 8.1 Pro / Enterprise
Empfohlen: Windows 10 Pro / Enterprise
- Arbeitsspeicher ab 4 GB (Empfehlung: 8 GB)
- Festplatte (Empfehlung: SSD), CD/DVD
- Grafikkarte ab 1920x1080, mind. 128 MB Grafikspeicher (shared memory nicht empfohlen)
- TFT/LCD-Display ab 17" - Bitte beachten Sie die Bildschirmarbeitsverordnung
- Internet Explorer ab Version 11.0
- sie müssen über Installationsrechte an der Arbeitsstation verfügen
- **ivoris[®] dent**, **ivoris[®] ortho** muss bereits auf Ihrem Server installiert sein

2. Installation ivoris® dent, ivoris® ortho über „clientsetup.exe“

- Auswahl des Praxiservers über das Netzwerk bzw. die Netzwerkumgebung der neuen Arbeitsstation (\\SERVER\PU_CKTWHEALTH\
Hinweis: Bei älteren Installationen kann die Datei "clientsetup.exe" auch unter (\\Server\PRAXIS\STOMAWIN) liegen.
- Starten Sie die Installation, indem Sie die Datei „clientsetup.exe“ ausführen



- bestätigen Sie ggf. noch die Installation von „.NET Framework 3.5“




- es wird das StartCenter von Praxis-Upgrade installiert



- Es werden alle Programmclients, die für Praxis-Upgrade auf dem Server installiert wurden, automatisch ins StartCenter eingefügt. **ivoris[®] dent**, **ivoris[®] ortho** kann dann über die entsprechende Verknüpfung im StartCenter gestartet werden.

3. Einrichtung der Wordkopplung

- wählen Sie den Menüpunkt „Update“ → „Wordkopplung einrichten“



Mit freundlichen Grüßen
Ihr Serviceteam der Computer konkret AG